



Signex

Viti cannulate a compressione



Dati e immagini

Intrauma S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche al design e alla finitura dei prodotti mostrati e descritti nel presente catalogo senza preavviso alcuno.

Le immagini sono esempi illustrativi a titolo di informazione.

Le informazioni visualizzate sono puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti qui illustrati.

Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore.

Invitiamo pertanto il cliente a rivolgersi sempre all'azienda Intrauma S.p.A. al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche.

© I contenuti delle pagine del presente catalogo sono protetti da Copyright.

La riproduzione dei contenuti è possibile se espressamente autorizzato da Intrauma S.p.A.

Non sono consentite la copia e la distribuzione del presente catalogo, senza previa autorizzazione.

Sistema Signex - viti cannulate a compressione

Introduzione

Il sistema Signex viti cannulate a compressione offre due tipologie (2.2, 3.0) di misure della testa per il trattamento di varie indicazioni.

Il sistema è il risultato di una lunga collaborazione con i chirurghi nonché col personale lavorativo nelle sale operatorie. Con questo prodotto innovativo, siamo in grado di soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti più esigenti, garantendo il massimo livello di qualità e funzionalità dei prodotti.

Indicazioni

- Fissazioni di fratture
- Osteotomie
- Fusioni e artrodesi



Sistema viti

Benefici e vantaggi

- Testa delle viti disponibile in due misure a seconda delle condizioni anatomiche del paziente.
- Ampia gamma di lunghezze per soddisfare diverse indicazioni.
- Filettatura ad alta precisione, risultato di un accurato processo di produzione.
- Le viti sono fatte in titanio, materiale altamente biocompatibile.
- La forma a stella della testa della vite assicura un inserimento stabile e forte.



Viti cannulate doppio filetto, auto perforanti, autofilettanti Ø2.2 corte

Ref.	Lungh. filettatura	Lungh.
D1D.22100	4	10mm
D1D.22110	5	11mm
D1D.22120	5	12mm
D1D.22130	5	13mm
D1D.22140	5	14mm
D1D.22150	5	15mm
D1D.22160	5	16mm
D1D.22170	5	17mm
D1D.22180	5	18mm
D1D.22190	5	19mm
D1D.22200	5	20mm
D1D.22210	5	21mm
D1D.22220	5	22mm
D1D.22230	5	23mm
D1D.22240	6	24mm
D1D.22250	6	25mm
D1D.22260	6	26mm
D1D.22270	6	27mm
D1D.22280	6	28mm
D1D.22290	6	29mm
D1D.22300	6	30mm

Viti cannulate doppio filetto, auto perforanti, autofilettanti Ø2.2 lunghe

Ref.	Lungh. filettatura	Lungh.
D1E.22220	8	22mm
D1E.22240	8	24mm
D1E.22260	8	26mm
D1E.22280	9	28mm
D1E.22300	10	30mm
D1E.22320	11	32mm
D1E.22340	12	34mm
D1E.22360	13	36mm
D1E.22380	14	38mm
D1E.22400	15	40mm

Sistema viti

Viti cannulate doppio filetto,
autoperforanti, autofilettanti
Ø3.0 corte

Ref.	Lungh. filettatura	Lungh.
D2D.30100	4	10mm
D2D.30110	4	11mm
D2D.30120	4	12mm
D2D.30130	4	13mm
D2D.30140	4	14mm
D2D.30150	4	15mm
D2D.30160	4	16mm
D2D.30170	4	17mm
D2D.30180	4	18mm
D2D.30190	4	19mm
D2D.30200	4	20mm
D2D.30210	4	21mm
D2D.30220	4	22mm
D2D.30230	4	23mm
D2D.30240	5	24mm
D2D.30250	5	25mm
D2D.30260	5	26mm
D2D.30270	6	27mm
D2D.30280	6	28mm
D2D.30290	6	29mm
D2D.30300	7	30mm
D2D.30320	7	32mm
D2D.30340	8	34mm
D2D.30360	9	36mm
D2D.30380	9	38mm
D2D.30400	10	40mm
D2D.30450	15	45mm
D2D.30500	20	50mm

Viti cannulate doppio filetto,
autoperforanti, autofilettanti
Ø3.0 lunghe

Ref.	Lungh. filettatura	Lungh.
D2E.30160	5	16mm
D2E.30170	6	17mm
D2E.30180	6	18mm
D2E.30190	7	19mm
D2E.30200	7	20mm
D2E.30210	8	21mm
D2E.30220	8	22mm
D2E.30230	8	23mm
D2E.30240	8	24mm
D2E.30250	8	25mm
D2E.30260	10	26mm
D2E.30270	10	27mm
D2E.30280	10	28mm
D2E.30290	10	29mm
D2E.30300	12	30mm
D2E.30320	12	32mm
D2E.30340	14	34mm
D2E.30360	14	36mm
D2E.30380	16	38mm
D2E.30400	16	40mm
D2E.30450	21	45mm
D2E.30500	26	50mm

Ref.	Strumento
D9Q.01020	Cassetta strumenti
C8P.01010	Manico
D8P.22010	Cacciavite Ø2.2 / 75mm
D8P.22020	Cacciavite Ø3.0 / 75mm
D8P.02010	Centratore Ø2.2/3.0
D8P.04080	Filo di K per viti Ø2.2 (Ø0.8/100mm)
D8P.04110	Filo di K per viti Ø3.0 (Ø1.1/100mm)
D8P.03090	Misuratore per viti Ø2.2 (Ø0.8 K-Wire)
D8P.03120	Misuratore per viti Ø3.0 (Ø1.1 K-Wire)
D8P.31170	Punta trapano per viti Ø2.2 (Ø1.8/115mm)
D8P.31210	Punta trapano per viti Ø3.0 (Ø2.1/95mm)



D9Q.01020 (la cassetta viene fornita senza strumenti)



C8P.01010



D8P.22010



D8P.22020



D8P.02010



D8P.04080



D8P.04110



D8P.03090



D8P.03120



D8P.31170



D8P.31210

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:



Intrauma S.p.A. - Via Genova, 19 - 10098 Rivoli (TO) Italia
Tel. +39.011.953.94.96 - Fax +39.011.958.83.85
info@intrauma.com - www.intrauma.com

