



Tabella di riferimento rapido TPLO Clover indicazioni



Ref.	V1861 (Sx) V1862 (Dx)	V2063 (Sx) V2064 (Dx)	V2061 (Sx) V2062 (Dx)	V3061 (Sx) V3062 (Dx)	V3063 (Sx) V3064 (Dx)	V3065 (Sx) V3066 (Dx)
Descrizione	TPLO Clover Micro Lunghezza: 26.6 mm Spessore: 1.5 mm	TPLO Clover Mini XS Lunghezza: 37 mm Spessore: 2.2 mm	TPLO Clover Mini Lunghezza: 44 mm Spessore: 2.5 mm	TPLO Clover Medio Lunghezza: 55.3 mm Spessore: 2.8 mm	TPLO Clover Grande Lunghezza: 60.5 mm Spessore: 2.8 mm	TPLO Clover Gigante Lunghezza: 79 mm Spessore: 3.0 mm
Peso Kg.	3-5	fino a 10	10-15	fino a 35	fino a 50	50-70
Lama	12	12-15	18	21-24	24-27	27-30

I valori in questa tabella sono indicativi. La scelta dell'impianto deve essere basata sull'esperienza dei chirurghi, considerando l'atteggiamento e il temperamento del paziente.